

Como Aplicar Protetor para Sensor Freestyle Libre

O protetor para o sensor Freestyle Libre foi desenvolvido para oferecer mais segurança no uso diário, evitando que o sensor se desprenda durante o sono, ao vestir roupas ou em atividades cotidianas. **A fixação do protetor deve ser feita exclusivamente com um adesivo**, garantindo durabilidade, fixação, proteção e conforto.

Materiais Necessários



- ✓ Protetor impresso em 3D (PLA)
- ✓ Adesivo para fixação do protetor (ex.: adesivo hipoalergênico em fita, adesivo kinesio, bandagem flexível)
- ✓ Sensor Freestyle Libre já aplicado na pele

Passo a Passo



1. Prepare o Local

- ◆ Limpe e seque a área ao redor do sensor para garantir uma boa aderência do adesivo.
- ◆ Certifique-se de que o sensor já esteja devidamente fixado na pele (**indicamos que a aplicação do protetor seja feita após a aplicação do sensor no braço**).

2. Aplique o Adesivo no Protetor

- ◆ Retire o papel do adesivo para aplicar no protetor.
- ◆ O protetor deve ser aplicado na parte central do adesivo.

3. Posicione o Protetor Sobre o Sensor

- ◆ Encaixe o protetor suavemente ao redor do sensor, alinhando-o corretamente.
- ◆ Pressione levemente para garantir a fixação, sem forçar o sensor.

4. Verifique a Fixação

- ◆ Certifique-se de que o protetor e o adesivo extra estão bem fixados, mas sem apertar excessivamente o sensor.
- ◆ Movimente o braço levemente para testar o conforto.

Cuidados e Dicas

- ◆ **Troca do adesivo:** Caso o adesivo comece a se soltar, substitua por um novo para manter a fixação.
- ◆ **Uso no banho:** Utilize adesivos **resistentes à água** para maior durabilidade.
- ◆ **Conforto:** Se sentir desconforto, ajuste o posicionamento ou teste outro tipo de adesivo.
- ◆ **Alergia:** Se apresentar qualquer sinal de alergia, como coceira, vermelhidão ou irritação na pele, remova imediatamente o adesivo e o protetor. Caso os sintomas persistam, consulte um médico.